

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-349	20103792 - 20103799

**GRUPO O FAMILIA: PATOLOGIA MAMARIA**

**NOMBRE: MARCADOR PARA MASA EN MAMA POST BIOPSIA**



Viernes, 24 de Enero de 2014

### EMPAQUE

- Doble
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- Peel open
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: según bases

### MATERIAL

- Hidrogel de polietileno soluble en agua a base de glicol que contiene un marcador central a base de titanio o acero inoxidable.

### CARACTERISTICA

- Polímero biocompatible y completamente reabsorbible.
- Compuesto de 90% de agua.
- No contiene colágeno y no se pega a cualquier tejido
- El polímero permite hidratación total después de 24 horas
- Se puede ver por ultrasonido de 3 a 18 meses después de colocado
- Polímero visible en ultrasonido
- Migración mínima (2 mm)
- Porción de metal del marcador es visible en mamografía
- Con dispositivo que permite colocación del marcador, compatible con varias pistolas de biopsia.

### DIMENSIONES

Dimensión del dispositivo de colocación:

- 7 ga, 8 ga, 9 ga, 10 ga, 12 ga, 14 ga, 16 ga.

Dimensión del marcador:

- Forma de espiral, forma 3 y forma 8.

