

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-531	20101586

GRUPO O FAMILIA: CIRUGIA CARDIOVASCULAR

NOMBRE: SET DE TUBULADURA PARA OXIGENADOR DE EMBRANA ADULTO



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Doble
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- Peel open
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL

- Polivinil termosensible o similar de uso clínico
- Condición biológica : Estéril, hipoalergénico, atóxico.

CARACTERISTICA

- Que los tubos sean de acuerdo a las dimensiones señaladas, lo que permitira colocar la máquina en mejor forma para el perfusionista y el cirujano; utilización de rodillos o bombas centrífugas.
- Debe incluir una línea de Silastic en la sección que va a los rodillos.
- El silastic del rodillo arterial deberá estar asegurado con doble cintillo de seguridad en ambos extremos.
- Todas las líneas deben ser de paredes de acuerdo a dimensiones señaladas.
- Los extremos de los tubos que van al campo quirúrgico y los que van conectados al paciente, vengán protegidos en doble envoltura de papel quirúrgico, dejando libres los extremos que serán conectados al oxigenador y máquina.

DIMENSIONES

SET VENOSO

- 01 línea de 1/2 " x 3/32 " de 1.80 M
- 02 líneas de 3/8 " x 3/32 " de 1.80 M

SET ARTERIAL

- 01 línea de 3/8" x 3/8" de 1.80 M

SET DE OXÍGENO

- 01 línea de 1/4 " x 3/32 " de 1.50 M, con filtro de gas biológico

SET DE ASPIRACION

- 02 líneas de 1/4 " x 1/16" ó 3/32" de 1.80 M como mínimo
- Silastic en rodillo 2 x 3/8" x 3/32"
 - 1 x 1/4" x 2/32"
- 1 Set de cebado rápido con clamp, con espiga 1/4 X 16" de 0.80 M

