


| FICHA TÉCNICA DE MOBILIARIO CLINICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|----------------|---------------------|-------|---|--------|---|---------|---|---------|---|---------|---|----------|---|-----------|---|-----------|---|------------|---|-------------|---|--------------|---|---------------|---|----------------|----|-----------------|----|--------------|----|
| Fecha de emisión: 17 - 07 - 2018 | MC-0033 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Versión: V1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. DESCRIPCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1 | ESTACION PARA LIMPIEZA DE NEONATOS CODIGO SAP: 70010298 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. DEFINICION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.1 | Para cambiar bebés o neonatos, tipo maleta, con anclaje a la pared, de polietileno de alta densidad antibacterial. De fácil limpieza. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. APLICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.1 | Mobiliario utilizado en áreas asistenciales como hospitalización, consultorios externos, neonatología, entre otras áreas. Este mobiliario está a disposición del personal de enfermería, obstetricia y otros profesionales de la salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.1 | Una (01) estructura principal. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.2 | Un (01) sistema neumático. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.3 | Un (01) juego de correas de seguridad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.4 | Un (01) juego de accesorios para fijación a pared. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V.1 | Estructura principal a modo de estación tipo maleta para ser adosada a la pared, fabricada en polietileno moldeado de alta densidad antibacterial, con superficies contorneadas. Con barra de acero inoxidable AISI 304-2B con bisagra metálica para su instalación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V.2 | Sistema neumático para el control de apertura de manera suave. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V.3 | Correas de seguridad de nylon para asegurar al paciente neonato. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V.4 | Accesorios para instalación en pared: tarugos, tornillos, arandelas de sujeción, otros en metal zincado o acero. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V.5 | Dimensiones aproximadas: (tolerancia máxima de +/- 1 %) Largo tablero de limpieza: 850 mm. Profundidad tablero de limpieza: 540 mm. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. CONDICIONES DE PREINSTALACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI.1 | Ninguna. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII. CONTROL DE CALIDAD (OBLIGATORIO AL PRODUCTO TERMINADO)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII.1 | Informe técnico de Ensayos de Laboratorio para el cumplimiento de las siguientes Normas Técnicas: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> UNE-EN 12221-2:2009 Cambiadores para uso doméstico. Parte 2: Métodos de ensayo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Medida de dimensiones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Resistencia de los componentes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Barreras de seguridad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cantidad de Muestra para Prueba</th> </tr> <tr> <th>Tamaño de Lote</th> <th>Cantidad de muestra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2 a 8</td><td>2</td></tr> <tr><td>9 a 15</td><td>2</td></tr> <tr><td>16 a 25</td><td>2</td></tr> <tr><td>26 a 50</td><td>3</td></tr> <tr><td>51 a 90</td><td>3</td></tr> <tr><td>91 a 150</td><td>3</td></tr> <tr><td>151 a 280</td><td>5</td></tr> <tr><td>281 a 500</td><td>5</td></tr> <tr><td>501 a 1200</td><td>5</td></tr> <tr><td>1201 a 3200</td><td>8</td></tr> <tr><td>3201 a 10000</td><td>8</td></tr> <tr><td>10001 a 35000</td><td>8</td></tr> <tr><td>35001 a 150000</td><td>13</td></tr> <tr><td>150001 a 500000</td><td>13</td></tr> <tr><td>500001 a más</td><td>13</td></tr> </tbody> </table> | Cantidad de Muestra para Prueba | | Tamaño de Lote | Cantidad de muestra | 2 a 8 | 2 | 9 a 15 | 2 | 16 a 25 | 2 | 26 a 50 | 3 | 51 a 90 | 3 | 91 a 150 | 3 | 151 a 280 | 5 | 281 a 500 | 5 | 501 a 1200 | 5 | 1201 a 3200 | 8 | 3201 a 10000 | 8 | 10001 a 35000 | 8 | 35001 a 150000 | 13 | 150001 a 500000 | 13 | 500001 a más | 13 |
| Cantidad de Muestra para Prueba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tamaño de Lote | Cantidad de muestra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 a 8 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 a 15 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 a 25 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 a 50 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 a 90 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 a 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 a 280 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 a 500 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 a 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 a 3200 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3201 a 10000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10001 a 35000 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35001 a 150000 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150001 a 500000 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500001 a más | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Al Postor ganador de la Buena-Pro





MOBILIARIO CLINICO


MC-0033

DESCRIPCION:


ESTACION PARA
LIMPIEZA DE
NEONATOS

CODIGO SAP:


70010298



Planta



Frontal



Lateral

