

CÓDIGO ABREVIADO	CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	CARACTERÍSTICAS
BS-29	30106285	Kit completo para la determinación del fenotipo ampliado	PBA	Centro de Hemoterapia II	<p><b>PRESENTACIÓN:</b> Kit completo para la determinación de Fenotipo ampliado (Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s, opcional k, opcional M) en empaque adecuado.                      Tiempo de expiración no menor de 21 días a partir de la fecha de entrega.</p> <p><b>METODOLOGÍA:</b> Adherencia en fase sólida (captura) o aglutinación en columna o hemaglutinación en microplaca.</p> <p><b>ACCESORIOS:</b> Controles, solución LISS en cantidad suficiente, material de impresión de resultados, complementos y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba.</p> <p><b>EQUIPO:</b> Equipo para inmunohematología en microplaca y/o equipo para inmunohematología en columna, de acuerdo a la metodología ofertada. El usuario no puede excluir ninguno de los equipos.</p> <p><b>MUESTRA BIOLÓGICA:</b> Sangre total anticoagulada o paquete globular.</p>

