

MIC-42	30105786	Antisuero anti Estafilococo aureus	CM3	III	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 3 ml. de Antisuero anti Estafilococo aureus, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Antisuero específico para Antígenos de Estafilococo aureus. ACCESORIOS: controles, complementos y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba. USO: Aglutinación en Lámina.
MIC-43	30105787	Antisuero anti Streptococo grupo A	CM3	III	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 3 ml. de Antisuero anti Streptococo grupo A, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Antisuero específico para Antígenos de Streptococo grupo A. ACCESORIOS: Controles, Complementos y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba. USO: Aglutinación en Lámina.
MIC-44	30105788	Antisuero anti Streptococo grupo B	CM3	III	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 3 ml. de Antisuero anti Streptococo grupo B, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Antisuero específico para Antígenos de Streptococo grupo B. ACCESORIOS: Controles, Complementos y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba. USO: Aglutinación en Lámina.
MIC-45	30105789	Antisuero anti Streptococo grupos A, B, C, D, F, G	CM3	III	PRESENTACIÓN: Kit de Frascos hasta por 3 ml. de Antisueos Streptococo grupos A, B, C, D, F y G como mínimo, herméticamente sellados, no reenvasados. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Antisuero específico para Antígenos de Streptococo grupos A, B, C, D, F y G, como mínimo. ACCESORIOS: Controles, Complementos y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba. USO: Aglutinación en Lámina.
MIC-46	30105790	Antisuero anti Haemophylus influenzae Polivalente	CM3	III	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 3 ml. de Antisuero Polivalente anti Haemophylus influenzae, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Antisuero específico para Antígenos de Haemophylus influenzae. ACCESORIOS: Controles, Complementos y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba. USO: Aglutinación en Lámina.



000201