


MIC-47	30105791	Antisuero anti Haemophylus Influenzae tipo b	CM3	III	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 3 ml. de Antisuero anti Haemophylus Influenzae tipo b, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Antisuero específico para Antígenos de Haemophylus Influenzae tipo b. ACCESORIOS: Controles, Complementos y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba. USO: Aglutinación en Lámina.
MIC-48	30105792	Antisuero anti Pneumococo Polivalente	CM3	III	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 3 ml. de Antisuero Polivalente anti Pneumococo, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Antisuero específico para Antígenos de Pneumococo. ACCESORIOS: Controles, Complementos y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba. USO: Aglutinación en Lámina.
MIC-49	30104363	Antisuero anti Salmonella Somático Grupo A	CM3	III	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 3 ml. de Antisuero anti Salmonella Somático Grupo A, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Antisuero específico para Antígenos Somáticos de Salmonella Grupo A Factores 1, 2 y 12, como mínimo. ACCESORIOS: Controles, Complementos y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba. USO: Aglutinación en Lámina.
MIC-50	30104366	Antisuero anti Salmonella Somático Grupo B	CM3	III	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 3 ml. de Antisuero anti Salmonella Somático Grupo B, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Antisuero específico para Antígenos Somáticos de Salmonella Grupo B Factores 4, 5 y 12, como mínimo. ACCESORIOS: Controles, Complementos y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba. USO: Aglutinación en Lámina.
MIC-51	30104368	Antisuero anti Salmonella Somático Grupo C1	CM3	III	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 3 ml. de Antisuero anti Salmonella Somático Grupo C1, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Antisuero específico para Antígenos Somáticos de Salmonella Grupo C1 Factores 6 y 7, como mínimo. ACCESORIOS: Controles, Complementos y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba. USO: Aglutinación en Lámina.



000202