

MIC-52	30105793	Antisuero anti Salmonella Somático Grupo C3	CM3	III	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 3 ml. de Antisuero anti Salmonella Somático Grupo C3, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Antisuero específico para Antígenos Somáticos de Salmonella Grupo C3 Factores 8 y 20, como mínimo. ACCESORIOS: Controles, Complementos y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba. USO: Aglutinación en Lámina.
MIC-53	30104370	Antisuero anti Salmonella Somático Grupo D	CM3	III	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 3 ml. de Antisuero anti Salmonella Somático Grupo D, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Antisuero específico para Antígenos Somáticos de Salmonella Grupo D Factores 9 y 12, como mínimo. ACCESORIOS: Controles, Complementos y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba. USO: Aglutinación en Lámina.
MIC-54	30104374	Antisuero anti Salmonella Somático Grupo E1	CM3	III	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 3 ml. de Antisuero anti Salmonella Somático Grupo E1, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Antisuero específico para Antígenos Somáticos de Salmonella Grupo E1 Factores 3, 10 y 15, como mínimo. ACCESORIOS: Controles, Complementos y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba. USO: Aglutinación en Lámina.
MIC-55	30105794	Antisuero anti Salmonella Somático Grupo E4	CM3	III	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 3 ml. de Antisuero anti Salmonella Somático Grupo E4, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Antisuero específico para Antígenos Somáticos de Salmonella Grupo E4 Factores 1, 3 y 19, como mínimo. ACCESORIOS: Controles, Complementos y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba. USO: Aglutinación en Lámina.
MIC-56	30104361	Antisuero anti Salmonella Somático Polivalente	CM3	III	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 3 ml. de Antisuero Polivalente anti Salmonella Somático, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Antisuero específico para Antígenos Somáticos de Salmonella Grupos A, B, C, D, E + Vi, como mínimo. ACCESORIOS: Controles, Complementos y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba. USO: Aglutinación en Lámina.



000203