

MIC-149	30104427	Disco de Diferenciación Bacitracina 0.04 U	UN	I-III	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación de Bacitracina 0.04 Unidades, en Envase por 10 ó más unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm. ó mayor, con Siglas del Test. USO: Diferenciación de Estreptococo del Grupo A.
MIC-150	30105895	Disco de Diferenciación Bilis Esculina	UN	III	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación de Bilis Esculina, en Envase por 10 ó más unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm. ó mayor, con Siglas del Test. USO: Detección de Hidrólisis de Esculina.
MIC-151	30105897	Disco de Diferenciación de Urea	UN	III	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación de Urea, en Envase por 10 ó más unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm. ó mayor, con Siglas del Test. USO: Diferenciación de Anaerobios por detección rápida de urea.
MIC-152	30104682	Disco de Diferenciación Factor V	UN	Ila-III	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación Factor V, en Envase por 10 ó más unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm. ó mayor, con Siglas del Test. USO: Diferenciación de Haemophylus.
MIC-153	30104683	Disco de Diferenciación Factor X	UN	Ila-III	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación Factor X, en Envase por 10 ó más unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm. ó mayor, con Siglas del Test. USO: Diferenciación de Haemophylus.
MIC-154	30104844	Disco de Diferenciación Hippurate	UN	III	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación Hippurate, en Envase por 10 ó más unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm. ó mayor, con Siglas del Test. USO: Identificación presuntiva de Estreptococo del Grupo B.
MIC-155	30105632	Disco de Diferenciación Metronidazol 5 ug	UN		PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación de Metronidazol 5 ug, en Envase por 10 ó más unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm. ó mayor, con Siglas del Test. USO: Diferenciación de Anaerobios.



000218