

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-088	20100300 - 20103355

GRUPO O FAMILIA: CENTRAL DE ESTERILIZACION

NOMBRE: CARTUCHO DE OXIDO DE ETILENO 100 %



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

PRIMARIO: Individual que proteja la integridad del producto.
 SECUNDARIO: Caja de cartón, que garantice el transporte y almacenaje.
 Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
 Rotulado: Según bases

MATERIAL

- Tipo: Tubo blindado metálico.
- Condiciones Biológicas: Aséptico
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.

CARACTERISTICA

- Acción esterilizante
- Cartucho blindado que contiene 100% óxido de etileno líquido.
- El cartucho debe ser insertado sin dificultad.
- El cartucho debe ser perforado automáticamente por el equipo de óxido de etileno.
- El cartucho debe ser retirado del equipo, sin mayor esfuerzo una vez concluido el proceso de esterilización.
- Fecha de expiración según normas vigentes nacionales e Internacionales.
- El cartucho debe ser compatible con el equipo.

DIMENSIONES

- Cartucho de óxido de etileno 100%, de:
 100 gramos = 3.52 onzas
 134 gramos = 4.47 Onzas
 170 gramos = 5.99 onzas

* El requerimiento del usuario será de acuerdo al modelo del equipo de esterilización existente en la Institución.

