

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-278	20101126 - 20101127

GRUPO O FAMILIA: RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

NOMBRE: GUÍA METÁLICA PARA ANGIOPLASTÍA (*)



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Individual.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- Peel open.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Con caja dispensadora.
- Rotulado: Según bases
- Instrucciones de uso en español

MATERIAL

- Acero inoxidable con punta radiopaca, con cubierta hidrofílica, de uso hospitalario, de fácil manipulación, alta flexibilidad y resistente.
- Acabado : Libre de rebabas y aristas cortantes
- Condición biológica : Atóxico, estéril, apirógeno hipoadérgico,

CARACTERÍSTICA

Terminación de la guía:

- Recta.
- Angulada (Curva tipo J).

- Atraumático, no trombogénico, radiopaco.

DIMENSIONES

- Longitud 260 - 300 cm
- Diámetro 0.014 - 0.018 pulgadas

(*) Tipos y medidas de acuerdo al requerimiento del usuario.

