

<b>CODIGO IETSI</b>	<b>CODIGO SAP</b>
MM-295	20102871

**GRUPO O FAMILIA: DIALISIS**

**NOMBRE: INDICADOR RESIDUAL PARA ACIDO PARACETICO**



Viernes, 24 de Enero de 2014

**EMPAQUE**

- Tubo dispensador de aluminio con tapa hermética (para tiras reactivas).
- Que garantice la integridad del producto
- Rotulado : Según Bases

**MATERIAL**

Tipo de Material : Tiras reactivas: Matriz de papel impregnado con enzimas que ante la presencia de ácido paracético, reaccionan para inducir el indicador.

**CARACTERISTICA**

- Un tubo debe contener por lo menos 100 tiras reactivas.
- La reacción será de tipo colorimétrica, debiendo contar con escala de color para valorar la cantidad del residuo en ppm (partes millón)
- El método debe ser capaz de medir de 0 a 3 o más ppm de ácido paracético
- No debe requerir del uso adicional de equipos u otros insumos para la reacción
- No requiere esterilidad.

**DIMENSIONES**

No aplica.

