

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-317	20103670 – 20103672 – 20103673 – 20103674 – 20103671 - 20103675

GRUPO O FAMILIA: AREAS CRITICAS - CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO - PEDIATRICO

NOMBRE: KIT ARTERIAL PERIFERICO DE TERMODILUCION



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Individual
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Peel open
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: según bases

MATERIAL

- Poliuretano de uso clínico hospitalario
- Condición biológica: Estéril, atóxico, hipoalérgico, apirógeno.

CARACTERISTICA

LINEA ARTERIAL

- Catéter arterial periférico de termodilución
- Guía metálica

SET DE PRESION

- Tubo extensión de línea arterial
- Tubo extensión de línea venosa
- Transductor de presión
- Sensor de temperatura del inyectable

DIMENSIONES

Catéter Arterial Periférico de Termodilución

DIAMETRO	3 Fr.	4 Fr.			5 Fr.
LARGO	7 cm.	8 cm.	16 cm.	22 cm.	50 cm. 20 cm.
DILATADOR	NO	SI	SI	SI	NO SI

