

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-321	20104057 – 20104058 – 20104059 - 20104060

GRUPO O FAMILIA: CIRUG.PEDIATRICA,CUIDADOS INTENS. PEDIATRICOS,SOPORTE NUTRICIONAL

NOMBRE: KIT DE GASTROSTOMIA DE BOTON DE BAJO PERFIL



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Rotulado según bases

MATERIAL

- Silicona de alto grado médico transparente

CARACTERISTICA

- Soporte externo con diseño de bajo perfil
- Extremo distal integrado con punta y balón para llenado
- Soporte interno con balón de retención interna de silicona
- Válvula antirreflujo proximal
- Mecanismo conector del juego de extensión "Secur-Lok"
- Marcas de longitud del ostoma y tamaño de sonda con línea radiopaca
- Set de extensión libre de DEHP
- Tubo de alimentación de bajo perfil
- Juego de extensión con conector en ángulo recto Secur-Lok, con bifurcación en "Y" de dos puertos y abrazadera de 12 pulgadas/30cm de longitud
- Juego de extensión para bolo con punta de catéter, conector recto Secur-Lok y abrazadera de 12pulgadas/30cm de longitud
- Jeringa de 5 a 10ml
- Jeringa de 30-50cm, con punta de catéter.

DIMENSIONES

-Diámetro exterior: 14 fr.
Longitud de Ostoma: 0.8, 1, 1.2, 1.5, 1.7, 2, 2.5
Balón: 5ml

-Diámetro exterior: 16fr.
Longitud de Ostoma: 0.8, 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2, 2.5
Balón: 5ml

-Diámetro exterior: 18fr.
Longitud de Ostoma: 0.8, 1, 1.5, 1.8, 2, 2.5, 2.7
Balón: 5ml

-Diámetro exterior: 20fr.
Longitud de Ostoma: 0.8, 1, 1.5, 1.8, 2, 2.5, 3
Balón: 5ml

