

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-501	20102512 – 20102511 – 20103179 – 20103180 – 20102704 – 20102513 – 20103181 - 20103182

**GRUPO O FAMILIA:** CIRUGIA GENERAL - HOSPITALES NIVEL III - IV

**NOMBRE:** RECARGA PARA GRAPADORA QUIRÚRGICA LINEAL CORTANTE (\*)



Viernes, 24 de Enero de 2014

**EMPAQUE**

- Individual
- Peel open
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas rebabas y aristas cortantes
- Rotulado según bases.

**MATERIAL**

Grapas de titanio  
 Acabado : Libre de rebabas y aristas cortantes  
 Condición biológica: estéril, atóxico, biocompatible

**CARACTERISTICA**

- Con dispositivo de corte en la recarga
- Grapa de titanio
- Con sistema de seguridad en bloqueo automático
- Sutura y corta tejidos

**DIMENSIONES**

Carril con grapas de titanio:  
 - Para tejido delgado: 2.5, - 3.8 mm  
 - Para tejido normal: 3.5 - 4.5 mm  
 - Para tejido gueso: 3.8 - 4.8 mm,  
 Adaptable a grapadoras de las siguientes longitudes:  
 - 30 - 35 mm  
 - 55 - 60 mm  
 - 75 - 80 mm

(\*) TIPOS Y DIMENSIONES DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL USUARIO.

