

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-524	20103699

GRUPO O FAMILIA: GINECOLOGIA

NOMBRE: SET REPARACIÓN DE PROLAPSO POSTERIOR CON MALLA



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Doble empaque individual para los componentes del set.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases

MATERIAL

- Agujas de acero quirúrgico curvada, centrado con manija de plástico ergonómica.
- Malla central de polipropileno
- Condición Biológica: Estéril.

CARACTERISTICA

- Malla de polipropileno: monofilamento, macroporoso.
- Dos apéndices de autofijación.

DIMENSIONES

- Dos agujas curvadas de 20 a 23 cm de largo y de 3 a 3.25 mm de diámetro
- Malla central de 9 a 13 cm de largo y de 2.5 a 5 cm. de ancho.
- Apéndices de autofijación de malla de 14 a 50 cm de largo y de 1 a 1.3 cm de ancho.

