

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-544	20402516

GRUPO O FAMILIA: NEUROCIRUGIA - TRAUMATOLOGIA

NOMBRE: SISTEMA DE FIJACION ANTERIOR DE COLUMNA DORSO LUMBAR CON BARRAS



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Rotulado : según bases

MATERIAL

- Titanio o aleación de Titanio
- Condición biológica: Aséptico, biocompatible.

CARACTERISTICA

- Implante de Titanio o aleación de Titanio
- Consta de: 04 Rotulas sencillas, 04 tornillos autorroscable (del sistema) 01 barra maleable
- Compatibles con equipos Rx, TAC, Resonancia magnética
- Autoclavable
- En el implante debe estar grabado: Código del producto, lote, medida y marca

DIMENSIONES

CONSTA DE: 04 rótulas sencillas, 04 tornillos del sistema, 1 barra maleable

- Rótulas sencillas con sistema de ensamble de 4 a 15 cm
- Doble barra de 26 mm con sistema de ensamble de 5 a 15 cm.

* Colores y dimensiones de los componentes de acuerdo al fabricante

* Instrumental y otros componentes adicionales para la colocación del implante debe ser proporcionada por la empresa, como los canjes necesarios de los componentes solicitados.

