

FICHA TÉCNICA

1. Denominación técnica:	MAMELUCO DESCARTABLE
2. Unidad de medida:	UN
3. Grupo o Familia:	Uso General.
4. Código SAP:	a) 20104285 Mameluco Descartable Médium – M b) 20104286 Mameluco Descartable Large – L c) 20104287 Mameluco Descartable Extra Large – XL
5. Descripción general:	Ropa impermeable descartable diseñado para proveer protección personal frente a agentes infecciosos con barrera de protección contra líquidos y partículas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6. Indicación de Uso:

- Para protección personal descartable para líquidos y partículas, con durabilidad y comodidad.

7. Componentes y Materiales del Dispositivo:

ESQUEMA:



Fig. 1. Mameluco descartable (no incluye diseño)

MATERIAL:

- Tela no tejida de polipropileno o fibras de polietileno de alta densidad.

CARACTERÍSTICAS:

- Mameluco descartable con capucha.
- Gramaje: 45g/m2 como mínimo.
- Color: Blanco.
- Con tecnología SMS.
- Adaptable al cuerpo (ergonómico), que permita la movilidad durante su uso.
- Transpirable e impermeable.
- El diseño del mameluco no debe causar irritación en la piel.
- Que no elimine sustancias alérgicas, tóxicas.
- Protección frente a agentes infecciosos y agentes biológicos
- Con costuras cosidas con cremalleras y solapas.
- Puños o muñecas, tobillos, cintura y capucha elastizados.



8. Condición biológica:

- Aséptico.

9. Esterilización:

- De acuerdo a lo indicado por el ente Rector.

10. Dimensiones:

Código SAP	Denominación
20104285	Mameluco Descartable Médium – M
20104286	Mameluco Descartable Large – L
20104287	Mameluco Descartable Extra Large – XL

11. De la Presentación:

Características del envase:

- Que garantice las propiedades físicas, condiciones biológicas e integridad del producto durante almacenamiento, transporte y distribución del dispositivo.
- Individual
- De fácil apertura.

Envase Mediato:

- Debe conservar el dispositivo sin deteriorarlo o causar efectos perjudiciales sobre el contenido.
- El material puede ser de cartón u otro.

Logotipo:

- El envase mediato y/o inmediato (en caso que el producto sólo cuente con envase inmediato), debe llevar el logotipo solicitado por la Entidad, con letras visibles y tinta indeleble, preferentemente de color negro:
 - Consignar la frase: "EsSalud".
 - Nombre de la Entidad o LOGOTIPO.
 - Consignar la frase: "Prohibida su Venta"
 - Nomenclatura del proceso de selección.

Embalaje:

- Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.
- Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.
- Cajas debidamente rotuladas, indicando nombre del dispositivo médico, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y el almacenamiento (en caso aplique).
- Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.

CONTROL DE CALIDAD

El dispositivo médico estará sujeto al control de calidad en el Centro Nacional de Control de Calidad o cualquiera de los laboratorios autorizados que conforman la Red de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad del país.

