

FICHA TÉCNICA DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA

<b>NOMBRE</b>	BOLSA CUÁDRUPLE DE EXTRACCIÓN DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	UN
<b>CÓDIGO SAP</b>	030105842
<b>CÓDIGO ABREVIADO</b>	BS-5
<b>PRESENTACIÓN</b>	Bolsa Cuádruple de Extracción por 450 ml (tolerancia $\pm$ 45 ml) para Sistema de Fraccionamiento Sanguíneo con Buffy Coat depletado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega.
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Con anticoagulante CPD y preservante Adenina y/o Manitol, para conservar hematíes por más de 35 días, con bolsa de transferencia para conservar plaquetas por 5 días, resistente al autoclavado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. Con dispositivo de toma de muestra para tubo al vacío.
<b>ACCESORIOS</b>	Usuario definirá la cantidad de Complementos (pinzas y tijeras para tubuladura), sellador de tubuladura y hemobásculas para donación de sangre de acuerdo a necesidad del Servicio, que permita la realización completa del procedimiento.
<b>EQUIPO</b>	El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta de acuerdo a especificaciones técnicas de equipos de este petitorio.
<b>USO</b>	Recolección y fraccionamiento de componentes sanguíneos.
<b>NIVEL DE USO</b>	Centro de Hemoterapia II

