









<p>PROTESIS DESARTICULADO DE MUÑECA ESTÁNDAR</p> <p>CÓDIGO SAP: 02600054</p> <ul style="list-style-type: none"> · Encaje termo-conformado en plástico laminado, con pared simple o doble encaje. · Sistema de suspensión accesorio según se requiera. · Cable Bowden único. · Articulación de muñeca con cople, adaptable a la unidad terminal. · Garfio Dorrance (de aluminio o acero), adaptado al cople. 	
<p>PROTESIS DESARTICULADO DE MUÑECA MIOELECTRICA.</p> <p>CÓDIGO SAP: 02600166</p> <ul style="list-style-type: none"> · Encaje de diseño anatómico termo-conformado · Sistema de suspensión accesorio, según se requiera · Mano mioeléctrica (6 Voltios). 	
<p>PROTESIS PARCIAL DE MANO</p> <p>CÓDIGO SAP: 020600176</p> <ul style="list-style-type: none"> · Encaje anatómico de material termoplástico · Guante con relleno a niveles correspondientes con cremallera (opcional: pulgar libre) · Diseño funcional individualizado de acuerdo a nivel de amputación. 	
<p>MANO PASIVO</p> <p>CÓDIGO SAP: 020600030</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mano pasiva de espuma de poliuretano, con adaptador tipo perno. · Guante cosmético de PVC o de silicona, con o sin cremallera. 	
<p>MANO MECÁNICA</p> <p>CÓDIGO SAP: 020600031</p> <ul style="list-style-type: none"> · Diseño dinámico con sistema tipo resorte metálico. · Guante de PVC con o sin cremallera. · Con adaptación a cople de prótesis. 	
<p>GUANTE COSMÉTICO</p> <p>CODIGO SAP: 020600029</p> <ul style="list-style-type: none"> · Confeccionado en material de PVC o de silicona. · Con adaptación a mano pasiva o mecánica. · Con o sin cremallera 	
<p>DEDO COSMÉTICO</p> <p>CODIGO SAP: 020600025</p> <ul style="list-style-type: none"> · De acuerdo a nivel puede ser de PVC o silicona. · Con elemento de sujeción adicional 	
<p>C. OTROS</p>	
<p>(Epiprótesis – Ortoprótesis- Ortesis de descarga)</p>	
<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p>	
<p>PROTESIS MAMARIA EXTERNA*</p> <p>CÓDIGO SAP: 020600058</p> <ul style="list-style-type: none"> · Peso liviano · Diseño anatómico, adaptable a zona operatoria. · Incluye brassiere adaptado a la prótesis. · Talla de acuerdo a medida de la paciente. * Epiprótesis.- Elemento de reemplazo externo de mama 	

GERENCIA DE PRONÓSTICOS Y REABILITACIÓN
VºBº
GERENTE
GOPS-ESSA

Gerencia de Coordinación Técnica de Rehabilitación
VºBº
Dr. W. Urrutia S.
Sub-Gerente
GOPS-ESSA