

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-374	20203982



GRUPO O FAMILIA: USO GENERAL

NOMBRE: MEDIAS ANTIEMBOLICAS TED- LONGITUD HASTA LA RODILLA

Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Bolsa individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Peel Open.
- Rotulado : Según bases.

MATERIAL

Polimero en Fibra Texturizada

CARACTERISTICA

- Medias antiembolicas de compresión graduada en forma decreciente:
 - Tobillo de 18mmHg
 - Pantorrilla de 14mm Hg
 Evitando así la estasis venosa asegurando una óptima velocidad de flujo sanguíneo, con patrón clínicamente adecuado de presión.
- Diseño libre de costuras asegurando un ajuste confortable sin estrechamiento causado por bordes rígidos, evitando la formación de pliegues y/o arrugas así como el deslizamiento.
- Bolsillo de talón definido, el cual facilita la aplicación y asegura una correcta colocación de la media.
- Apertura de inspección de los dedos de los pies permitiendo acceso fácil para el examen médico.

DIMENSIONES

	DIAM. PANTORRILLA	LONGITUD (RODILLA)
Media AE, Grande/Larga	>38.1cm - 44.5cm	< 45.7cm
Media AE, Grande/Regular	>38.1cm - 44.5cm	< 45.7 cm
Media AE Mediana/Larga	30.5cm - 38.1cm	< 43.2cm
Media AE, Mediana/Regular	30.5cm 38.1cm	< 43.2cm
Media AE, Pequeña/Larga	< 30.5cm	> 40.6cm
Media AE, Pequeña/Regular	< 30.5 cm	< 40.6cm
Media AE ExtraGrande/Larga	<44.5cm - 50.5cm	> 45.7cm
Media AE ExtraGrande/Regular	<44.5cm - 50.8cm	< 45.7cm

